




ORTOPEDIADEPOT

OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

HEMOSTATICO HEMOSTATICO HEMOSTATICO



FIBRILAR + ANTIMICROBIANO + CELULOSA
OXIDADA REGENERADA

Hemostático absorbible de origen vegetal.

Gasa estéril tejida de celulosa oxidada regenerada. No genera respuesta inmune en el organismo.

Capas de peso ligero, se despegan tanto como se desee. Sitios de difícil alcance o un sitio de sangrado de forma irregular. Optimizado para cirugía de columna vertebral y cirugía MIS (mínima incisión).

www.ortopediadepot.com



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

ORTOPEDIADEPOT

HEMOSTATICO HEMOSTATICO HEMOSTATICO



CONTROL DE SANGRADO + 100%
REABSORBIBLE + EFECTIVO

HaemoCer es un sellador hemostático con polisacárido hidrofílico de rápida acción hecho a base de almidón purificado.

Al interactuar con la sangre se produce rápidamente un gel transparente que cubre y forma una barrera mecánica sobre el sangrado, reduciendo así la formación de adherencias post-quirúrgicas. HaemoCer se reabsorbe luego de 24 a 48 hrs. de ser aplicado.

www.ortopediadepot.com

999 268 8050 / 999 280 5835

**SOLICITELO PREVIO A SU CIRUGIA
O DE URGENCIA**



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

Descubra nuestro amplio catálogo
www.ortopediadepot.com