



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

HERIDAS

PRESION NEGATIVA Y MÁS...

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



PRESION NEGATIVA PRO-II®

- . Configuraciones flexibles y fáciles de usar con terapias de presión CPT (continua) o VPT (variable)
- El diseño contorneado hace que la bomba sea fácil de usar en la cintura o por encima del hombro
- Reduce el dolor y la incomodidad con el tiempo de uso y los cambios de vendaje^{3,4}
- Reduce la necesidad de analgésicos antes de los cambios de apósitos.



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN®



PRESION NEGATIVA PRO-III®

- Configuraciones flexibles y fáciles de usar con terapias de presión CPT (continua) o VPT (variable)
- Totalmente personalizable
- Protocolo de vendaje sencillo y cómodo • Apoyo clínico
- Funcionamiento prácticamente silencioso
- Resultados rentables



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®





OrtopediaDepot

IDEAS QUE FUNCIONAN [®]



KITS PROSPERA

- **Espuma negra:** para lechos con tejido granulado
- Tamaños de espuma Chica, Mediana o Grande
- Incluyen:
 - – Domo de succión
 - – Tubería de succión
 - – Apósito transparente
 - – Regla de medición



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®



KITS PROSPERA

- **Espuma blanca de polivinilo con alcohol para lechos con hueso o tendón expuesto**
- Tamaños de espuma Blanca: Mediana o Grande
- • Incluyen:
 - – Domo de succión
 - – Tubería de succión
 - – Apósito transparente
 - – Regla de medición



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®



KITS PROSPERA

- AMD: Gasa anti-
- Tamaños: Chica, mediana
- • Incluyen:
 - - Domo de succión
 - - Tubería de succión
 - - Apósito Gasa AMD



OrtopediaDepot

IDEAS QUE FUNCIONAN [®]



KITS CON PLATA

- Único en el mercado kits con apósito de plata Dermanet Ag.
- Espuma Negra: Chica, mediana y grande
- • Incluyen:
 - – Apósito Dermanet Ag+
 - – Domo de succión
 - – Tubería de succión
 - – Apósito transparente
 - – Regla de medición



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®



DERMANET AG+

- Único en el mercado kits con apósito de plata Dermanet Ag.
- Espuma Negra: Chica, mediana y grande
- • Incluyen:
 - - Apósito Dermanet Ag+
 - - Domo de succión
 - - Tubería de succión
 - - Apósito transparente
 - - Regla de medición



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA HERIDAS

D

Desbridamiento (autolítico)

Eliminación del tejido
inviabile mediante
la creación de un
entorno húmedo
óptimo alrededor de
la herida.

I

Infección/ inflamación

Abordaje de la
contaminación
microbiana y la
inflamación de la
herida.

M

Mantenimiento del equilibrio de la humedad

Logro y
mantenimiento
del equilibrio de la
humedad dentro y
alrededor de la herida.

E

Entorno/borde

Tratamiento de
heridas estancadas
en ausencia de
migración epitelial.

S

Productos de soporte, servicios y educación

Productos que
complementan el
sistema DIMES pero
que no encajan en
ninguna de las otras
categorías.



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA HERIDAS



DeRoyal®

Improving Care. Improving Business.®



INTEGRA



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN [®]

DESBRIDAMIENTO



TheraHoney Gel y Láminas PROMUEVE DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO

- 100% Miel Manuka grado médico
- Ideal para heridas difíciles de cubrir
- Ideal para heridas sin drenado a drenado moderado



TheraHoney Foam Flex

- > Miel de grado médico 100% *Leptospermum scoparium* combinada con espuma de doble capa para apósitos todo en uno
- > Las células de panal inicialmente retienen y liberan miel continuamente a medida que la espuma absorbe el exudado del lecho de la herida.



PLUROGEL® BURN & WOUND DRESSING

- Primer gel surfactante que limpia el lecho de la herida.
- Ablanda, libera y atrapa fragmentos de tejido muerto.
 - Promueve un ambiente húmedo propio para la cicatrización
 - Indicados para quemados con heridas superficiales y profundas
- > Reduce el dolor durante los cambios de apósito surfactante no-ionico e hipoalergenico
- > 100% Soluble en agua (se enjuaga fácilmente)



INFECCION/INFLAMACION



SILVASORB

- Para heridas de poco drenado con necesidad de una barrera antimicrobiana
- Ayuda a controlar la carga bacteriana
- Protección antimicrobiana continua
- No mancha
- Suave para el paciente
- Manejo avanzado de fluidos
- Tiempo de uso extendido
- El gel amorfo puede dejarse en su lugar durante un máximo de 3 días
- La frecuencia de cambio de apósito dependerá en la cantidad de drenado



ALGIDEX

Es un apósito primario en gel con formulación única en el mercado de Plata Iónica, maltodextrina y alginato; brinda una acción sostenida anti microbial de amplio espectro hasta por 7 días sin necesidad de activación; crea un ambiente húmedo importante para el proceso de cicatrización



MOISTURE BALANCE



OPTIFOAM

- Con solo borde adhesivo acrílico
- Disponible con Plata ionica y Sacral
- Esponja Optifoam:
- No adherente
- Necesita un secundario
- Disponible con Plata Ionica
- Puede ser cortado



MAXORB II

- 100% Alginato,
 - Económico
 - Para heridas de moderadas a abundantes
 - Altamente absorbente
 - Manejo superior de fluidos
 - El fluido no se derrama por los costados
 - Fácil cambio de apósitos
- Ayuda a controlar la carga bacteriana con plata iónica de liberación controlada



Qwick

- Aplicación del Apósito – color azul apartado de la herida, el fluido pasa a través de esta capa.
- Fibras de poliacrilato ABSORBEN & RETIENEN grandes cantidades de exudado.
- Fibras hidrofílicas - MECHA
- Fibras Hidrofóbicas – Absorción VERTICAL Se SECA después de que el exudado es removido



MOISTURE BALANCE



Exuderm® Odorshield

- Bajo perfil, borde cónico
- Ayuda a mantener el ambiente húmedo cuidando la herida
- Ayuda a controlar el olor de la herida
- Proporciona una barrera protectora y translúcida que permite observar la herida
- 7 días de tiempo de uso, dependiendo de la cantidad de drenado.
- Heridas sacras



Skintegrity® Hydrogel

- El polímero hidrófilo reticulado de alto contenido de agua permanece húmedo y dona humedad al lecho de la herida
- No fluye – permanecerá en su lugar como apósito primario
- Efecto de “Enfriamiento” debido al alto contenido de agua
- No adherente; remueva fácilmente o lávese fácilmente del lecho de la herida durante los cambios de vendaje
- Disponible en:
 - • Geles
 - • Gasas
 - • Láminas



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

EDGE/ENVIROMENT



Puracol Plus & Puracol Plus Ag

- > Colágeno 100% natural, asegura una presencia confiable y persistente
- > Estructura Microscaffold™
- > Extremadamente confiable
- > Biodegradable/completamente absorbible
- La estructura intacta se mantiene con colágeno nativo de triple hélice
- El andamio tipo telaraña, permite que las células nativas prosperen
Las células nativas finalmente establecen componentes de Matriz Extracelular y reconstruyen el tejido



MULTIDEX POLVO Y GEL

- Maltodextrina NF
- (Polisacárido de D - Glucosa), Es quimiotáctico para los glóbulos blancos, que limpian la herida y fibroblastos, acelerando un rápido crecimiento de tejido de granulación altamente vascularizado.
- la formula de Multidex contiene 1% de ácido ascórbico lo que le cambia el PH a la herida haciendo acción bactericida y bacterostática, dificultando la proliferación de microorganismos anaerobios o aerobios, bacterias gram + y -
- Gel: Contiene agua y glicerina - suaviza la escara para ayudar con el desbridamiento




SUPPORT



Marathon

- Diseñado para proteger contra los efectos de la fricción y la humedad (maceración)
- » Forma una capa protectora flexible y notablemente fuerte sobre la piel intacta o dañada.
- » Se aplica como líquido y se seca en una película en 30 segundos.
- Piel Frágil y Comprometida: piel que se rompe, área perineal y perianal Piel perilesional, Fístulas
- En Dispositivos Médicos
- » Cuidado de la ostomía, Tubos G y traqueostomía
- » Tratamiento de heridas con presión negativa
- » Cintas y apósitos adhesivos



Sureprep® No-Sting

- Crea una Barrera de película transparente de hasta 72 horas
- La formulación sin picadura permite su uso en tejido dañado/desnudo
- Fórmula a base de agua reduce riesgo de sensibilidad de la piel en comparación con protectores de la piel a base de solventes
- No inactiva CHG
- Diseñado para ofrecer una protección superior a partir de:
 - Extracción de adhesivo
 - Fricción
 - Fluído corrosivo de la herida
 - Incontinencia



Sureprep Rapid Dry (Secado Rápido)

- Use para proteger piel dañada o intacta a partir de:
 - – Lesiones de la Piel Asociadas a la Humedad:
 - Dermatitis Asociada a la Incontinencia
 - Dermatitis Intertriginosa
 - Dermatitis Asociada a la Humedad Perilesional
 - Dermatitis Asociada a la Humedad Periestomal
 - – Fricción y Cortadura:
 - Lesión por dispositivo médico
 - Cortadura por reposicionamiento
 - – Trauma Adhesivo:
 - • Ruptura de piel causada por retirar el adhesivo



Skintegrity

- Limpia todo tipo de heridas
- • Gatillo ajustable, PSI de 8.6 a 3"
- • Opciones de 236ml y 472ml



Stratasorb® y Bordered Gauze

- Deluxe soaker pad
- Borde adhesivo no tejido
- Respaldo repelente al agua ideal para sitios de incisión
- INDICACIONES
 - – Úlceras por presión
 - – Heridas parciales y de espesor total – Sitios de incisión



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN ®

COMPRESION



Medigrip®

- Proporciona excelente soporte para articulaciones
- Fácil de aplicar y volver a aplicar
- Amplia gama de aplicaciones
- Bueno para asegurar vendajes
- Se puede usar como compresión leve cuando se duplica




FOURFLEX® y THREEFLEX®
Sistema de Compresión de Vendaje Multi Capa

- Sistema de Compresión de Vendaje Multi Capa
- > Compresión efectiva, apropiada usando 3-4 capas: • Relleno
- • Conforme
- • Compresión (No en ThreeFlex®) • Cohesivo
- > Hasta 7 días de tiempo en uso
- > El kit contiene tiras de seguridad, bolsa de eliminación y empaque educativo




MDA INTEGRA




MDA INTEGRA DOBLE CAPA

- Heridas de profundidad parcial o totales, úlceras de presión, venosas, diabéticas, sitio donador, de trauma, quemaduras de 2° grado
- Tamaños: – 5X5CM
- – 10X12.5CM – 10X25CM – 20X25CM
- 30 Años de experiencia
- Capa temporal de Silicón resistente a cizallamientos
- Capa: Colágeno de Bovino Tipo 1




MDA INTEGRA DOBLE CAPA MALLADA

- Ideal para utilizarse en conjunto con Terapia Negativa como acelerador de integración
- Heridas profundidad parcial o totales, úlceras de presión, venosas, diabéticas, sitio donador, de trauma, quemaduras de 2° grado
- Tamaños: – 5X5CM
- – 10X12.5CM – 10X25CM – 20X25CM



MDA INTEGRA UNICAPA

- Ideal para casos de un solo tiempo: MDA + Autoinjerto de piel
- En conjunto con colgajo evita pérdida de densidad
- Indicaciones: Heridas tunelizadas profundas
- Una capa de colágeno de bovino
- Sin capa de silicón
- Mismo grosor que MDA Doble Capa



MDA INTEGRA LÍQUIDA

- Dosis de 3mm
- Colágeno de tendón de bovino Granulado
- Hidratado con solución salina esta indicado para:
- Relleno de heridas tunelizadas
- Úlceras venosas
- Pérdidas de densidad después de colocar colgajo



NeuraGen

- Tubos conductores/protectores de nervios
- NeuraGen® están indicadas para reparar nervios periféricos cercenados o cuando han perdido la continuidad. La unión se logra flexionando la extremidad

NeuraWrap™ Protector de nervios.

- Protege nervios comprimidos, cicatrizados o nervio parcialmente dañados
- Brinda un ambiente apropiado para que el nervio sane
- Mismos materiales que NeuraGen®
- La ranura Longitudinal permite que se envuelva el nervio con mayor facilidad
- Variedad de tamaños:
- 3mm-10mm DI x 2cm & 4cm

DERMATOMO PADGET

- Modelo S
- Ancho de corte: 2.5cm-10cm
- Grosor Ajustable: .64-1.02mm
- Plataforma: Eléctrico y Neumático

CONTÁCTANOS



OrtopediaDepot
IDEAS QUE FUNCIONAN [®]

WEB

www.ortopediadepot.com

Correo electrónico

contacto@ortopediadepot.com

Teléfono

999 280 5835/ 999 268

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

