




OrtopediaDepot

CATÁ OTORRINO LARINGOLO LOGÍA



IDEAS QUE FUNCIONAN



TECNOLOGÍA COBLATION



La tecnología COBLATION bipolar patentada crea un campo de plasma estable y controlado para eliminar con precisión el tejido a una temperatura relativa baja, lo que produce un mínimo daño térmico a los tejidos blandos circundantes.

**ABLACION
CONTROLADA**





OrtopediaDepot

VENTAJAS

Amigdalas y Adenoides

WWW.ORTOPEDIADEPOT.COM

01

Los estudios sugieren que el uso de la tecnología COBLATION en lugar de los dispositivos tradicionales electroquirúrgicos o láser durante la cirugía orofaríngea reduce significativamente el riesgo de provocar un incendio en las vías respiratorias

02

Reducción en el dolor postoperatorio en el primer día en aproximadamente un 20% en comparación con el electrocauterio monopolar.² La tecnología COBLATION funciona normalmente a temperaturas no superiores a 40-70 ° C, lo que minimiza el daño térmico al tejido circundante durante los procedimientos de amigdalectomía.³ Mientras tanto, las funciones integradas de succión, ablación y coagulación brindan una plataforma todo en uno diseñada para ayudar a disminuir el tiempo quirúrgico



OrtopediaDepot

El electrodo activo en los tres anillos elimina eficazmente el tejido para ambas: amigdalectomía y adenoidectomía.

Puertos integrados de solución salina y de succión para una rápida y fácil preparación de la sala de cirugía.



El mango largo y maleable permite un mejor acceso a la coana durante adenoidectomía.

CARACTERISTICAS

Amigdalas y Adenoides

Configuración mejorada del electrodo plano para la rápida ablación del tejido. Succión mejorada y mango para mejorar la visualización y el acceso.


Sistema único de administración de solución salina para un flujo salino optimizado





OrtopediaDepot

Obstrucción Nasal



WWW.ORTOPEDIADepOT.COM



Las puntas COBLATION se pueden utilizar para reducir el tamaño de los cornetes hipertróficos o, con la nueva punta TURBINATOR TM, para resecar los tejidos de la submucosa.

Ambas opciones se pueden realizar en quirófano o bajo anestesia local en la oficina.

IDEAS QUE FUNCIONAN



OrtopediaDepot

PRODUCTOS RAPID RHINO

EPISTAXIS



Los productos de epistaxis RAPID RHINO con tecnología CMC exclusiva están disponibles en una amplia gama de opciones inflables, de perfil ultra bajo, unilaterales y bilaterales para una mayor versatilidad. La incorporación de la tecnología CMC permite propiedades de autolubricación para una mayor comodidad del paciente y facilidad de inserción y extracción.

TIENES ALGUNA PREGUNTA?



Pregunta por nuestros productos y visita la página
web:

WWW.ORTOPEDIADEPOT.COM

999 268 8050 / 999 280 5835